



GUARDIAN™ CONNECT

QUICK START GUIDE
GUIDE DE DÉMARRAGE
KURZANLEITUNG
GUÍA DE INICIO RÁPIDO
BEKNOPTE HANDLEIDING
GUIDA DI AVVIO RAPIDO



Medtronic



Congratulations on taking the next step in managing your diabetes! This Quick Start Guide outlines the key steps to start using your Guardian™ Connect system.

Please consult the User Guides in your Starter Kit for full product information, including important warnings and limitations of use.

BEFORE GETTING STARTED

1 Visit the Guardian™ Connect website www.guardianconnect.medtronic-diabetes.com

Access self-guided training, check compatible mobile device and operating system and find other helpful resources before you get started.



2 Charge your Guardian™ Connect transmitter – It can take up to 2 hours

Place the transmitter on the charger. The green light on the charger will flash. The transmitter is fully charged when the green light is off.



3 Download the Guardian™ Connect app from your mobile local device app store

Turning off Automatic Updates on your mobile device may help you avoid unintentionally updating to an operating system that is not confirmed as compatible with the Guardian™ Connect app.



GETTING STARTED

We advise you to start setting-up your Guardian™ Connect system in the morning.

1 Gather your supplies & turn on Internet connection and Bluetooth on your mobile

Open the Guardian™ Connect app and follow the Start-up Wizard with your sensor,serter, fully charged transmitter, overtape, wireless or mobile connection and Bluetooth turned on.



Make sure you always have Bluetooth turned on when using your Guardian™ Connect system.

2 Open the app and simply follow the Start-up Wizard, which will guide you through the following steps



a. Create your CareLink™ Personal account on <https://carelink.minimed.eu>

GOOD TO KNOW

You can directly do so from your mobile device following the Wizard. Don't forget to scroll to the very top of the page to complete the verification. After clicking on the "I am not a robot" box, you will be required to tick on some images before completing your registration.



b. Pair your transmitter, following the steps on the screen.


c. Insert and start your sensor. Gather all of your supplies including yourserter, sensor, sensor overtape and your transmitter. Refer to yourserter user guide for instructions on how to insert the sensor. Once you have inserted and taped your sensor, connect your transmitter to the sensor and press "Start New Sensor" on your Guardian™ Connect app Wizard to complete the sensor start up.

d. Personalize your alerts. You will then be asked to set-up your alerts and thresholds. You will be able to modify those from the app later.



3 Calibrate your system when "Calibrate Now" alerts occur



Calibrations are necessary to keep displaying sensor glucose readings and to ensure optimal sensor accuracy. To calibrate, you must take a BG (fingerstick) and **immediately** enter that value into your Guardian™ Connect app by pressing on the "Drop" icon .

The best time to calibrate is usually just before meals or before going to bed. Calibrations are key for system accuracy and will be requested by the app.



Right after inserting a new sensor, on day 1:

- **Within 2 hours** after you connect the transmitter to your sensor and start the warm up period a “Calibrate Now” alert will occur. Following this first calibration your sensor readings will start displaying within 5 minutes.
- **3 or 6 hours** after the first calibration, the second calibration will be due. To know by when this second calibration is due, tap the “Drop” icon.

After the first two start-up calibrations, calibrations are needed every **12 hours**.

GOOD TO KNOW

The Guardian™ Connect system monitors your sensor readings throughout the day to ensure your sensor glucose readings remain accurate. In some cases, the system may require you to calibrate the sensor more frequently if it detects the accuracy could be improved. “Calibrate Now” alerts may occur more frequently than every 12 hours to maintain the accuracy of your sensor. The “Drop” icon timing will be updated automatically.



4

(Optionally) Guardian™ Connect system allows you to assign up to 5 Care Partners



Care Partner creates a new account on CareLink™ Personal including username and password.

- Care Partner enters patient username of the person they wish to follow and send a request to follow.
- Guardian™ Connect User grants access to Care Partner in their own CareLink™ Personal Account (this step needs to be done for every new Care Partner).

Only after you have completed these steps, will you be connected and sharing your glucose information with your care partner.

GOOD TO KNOW

To use care partner alerts successfully:

- Your smartphone must be connected to WiFi or a mobile data network (e.g. a 3G, 4G or 5G network), and be running the Guardian™ Connect app.
- Your care partner must have an active CareLink™ Care Partner account, with the desired alerts enabled on the CareLink™ Connect settings screen.
- Your care partner should adjust the alert delay setting as needed. With no delay set, alerts will be forwarded to your care partner if you don't snooze or clear them immediately (within about 10–15 seconds).



SMS alerts can help care partners stay updated about your glucose levels. However, interruptions to your Internet connection or your care partner's mobile network could result in SMS alerts not being received. It is important you and your care partner do not rely exclusively on these alerts as part of your diabetes treatment plan.

For more information on the CareLink™ Connect tab and how to manage care partners, please refer to the CareLink™ Connect User Guide found in the CareLink™ Connect tab of CareLink™ Personal.

Information contained herein does not replace the User Guide. Please refer to the User Guide for more information.



Bienvenue sur le guide de démarrage qui explique les principales étapes à suivre pour commencer à utiliser votre système Guardian™ Connect.

Pour plus d'informations sur le produit, y compris les mises en garde importantes et les limites d'utilisation, consultez les guides d'utilisation situés dans votre boîte Guardian™ Connect.

AVANT DE COMMENCER

1 Visitez le Guardian™ Connect site Web à l'adresse

www.guardianconnect.medtronic-diabetes.com



Accédez au programme d'autoformation, vérifiez la compatibilité du dispositif mobile et du système d'exploitation, et découvrez d'autres ressources utiles avant de commencer.

2 Chargez votre transmetteur Guardian™ Connect (comptez 2 heures environ)

Placez le transmetteur sur le chargeur. Le voyant vert sur le chargeur se met à clignoter. Le transmetteur est complètement chargé quand le voyant vert s'éteint.



3 Téléchargez l'application Guardian™ Connect sur la boutique d'applications de votre dispositif mobile



Désactivez les mises à jour automatiques sur votre dispositif mobile pour éviter une mise à jour non intentionnelle d'un système d'exploitation qui pourrait ne pas être compatible avec l'application Guardian™ Connect.

DÉMARRAGE

Nous vous conseillons de commencer à configurer votre système Guardian™ Connect le matin.

1 Préparez votre kit d'installation et activez la connexion Internet et Bluetooth sur votre smartphone



Ouvrez l'application Guardian™ Connect et suivez les instructions de l'assistant de démarrage. Vous avez auprès de vous : un capteur, un inserteur, l'adhésif de protection, le transmetteur complètement chargé, et votre smartphone avec les fonctions WiFi ou 3G et Bluetooth activées. Assurez-vous que le Bluetooth soit toujours activé quand vous utilisez le système Guardian™ Connect.

2 Ouvrez l'application et suivez les instructions de l'assistant de démarrage



a. Créez votre compte CareLink™ Personal sur <https://carelink.minimed.eu>

À SAVOIR

Vous pouvez créer et compléter votre profil directement depuis votre smartphone en suivant les différentes étapes proposées par l'assistant de démarrage. N'oubliez pas de remonter l'écran jusqu'en haut de la page pour valider la partie « I am not a robot » (Je ne suis pas un robot). Après avoir coché la case « I am not a robot » (Je ne suis pas un robot), vous devrez cocher certaines images avant de terminer l'inscription.



b. Apparez votre transmetteur en suivant les étapes indiquées.

c. Insérez et démarrez le capteur. Rassemblez toutes vos fournitures, y compris l'inserteur, le capteur, l'adhésif de protection du capteur et le transmetteur. Consultez le guide d'utilisation de l'inserteur pour mettre en place le capteur. Après avoir inséré et posé l'adhésif sur le capteur, connectez le transmetteur au capteur et cliquez sur « Démarrer nouveau capteur » pour terminer la procédure de démarrage du capteur.

d. Personnalisez vos alertes. Vous serez ensuite convié à configurer les alertes et les seuils. Vous pourrez les modifier plus tard dans l'application si vous le souhaitez.



3 Calibrez votre système quand l'alerte « Calibrer maintenant » retentit



Il est nécessaire de faire des calibrations pour voir votre taux de glucose en continu sur l'application et garantir la précision optimale du capteur. Pour calibrer, vous devez effectuer une glycémie capillaire (par prélèvement de sang au bout du doigt) et saisir **immédiatement** la valeur dans l'application Guardian™ Connect en cliquant sur l'icône en forme de goutte.

Il est préférable d'effectuer vos calibrations juste avant les repas ou avant d'aller vous coucher. Les calibrations sont essentielles à la précision du système et vous seront demandées par l'application.



Tout de suite après l'insertion d'un nouveau capteur, le premier jour:

- Dans un délai de 2 heures après avoir lié le transmetteur à votre capteur, une notification « Calibrer maintenant » vous avertit du besoin de calibrer. Suite à cette première calibration, les mesures du capteur commencent à s'afficher au bout de 5 minutes.
- La deuxième calibration devra être effectuée **entre 3 et 6 heures** après la première calibration. Pour savoir quand effectuer cette deuxième calibration, cliquez sur l'icône en forme de goutte.

Après les deux premières calibrations de démarrage, il est nécessaire d'effectuer une calibration **toutes les 12 heures**.

À SAVOIR

Le système Guardian™ Connect surveille les mesures du capteur tout au long de la journée pour garantir la précision de vos résultats glycémiques. Si le système détecte que la précision du capteur pourrait être améliorée, il peut être amené à vous demander d'effectuer une calibration supplémentaire. Une notification « Calibrer maintenant » peut apparaître avant la fin de la période des 12h afin de maintenir la précision de votre capteur. La synchronisation de l'icône calibration (icône en forme de goutte) sera mise à jour automatiquement.



4

(En option) Le système Guardian™ Connect vous permet de désigner jusqu'à 5 partenaires de soin



Le partenaire de soin crée un nouveau compte sur CareLink™ Personal, avec un nom d'utilisateur et un mot de passe.

- Le partenaire de soin saisit le nom d'utilisateur du patient qu'il souhaite suivre et envoie une demande de suivi.
- L'utilisateur de Guardian™ Connect autorise le partenaire de soin à accéder à son propre compte CareLink™ Personal (cette étape est obligatoire pour chaque nouveau partenaire de soin).

Il vous faut valider toutes ces étapes pour pouvoir vous connecter et communiquer vos informations de glycémie à votre partenaire de soin.

À SAVOIR

Pour envoyer des alertes à votre partenaire de soin :



- Votre smartphone doit être connecté au WiFi ou à un réseau de données mobiles (par exemple, un réseau 3G, 4G ou 5G) et exécuter l'application Guardian™ Connect.
- Votre partenaire de soin doit posséder un compte de partenaire de soin CareLink™ actif, avec les alertes souhaitées activées sur l'écran des paramètres de CareLink™ Connect.
- Votre partenaire de soin doit régler le paramètre de délai de l'alerte selon les besoins. Si aucun délai n'est défini, les alertes seront transmises à votre partenaire de soin si vous n'appuyez pas immédiatement sur Répéter ou Arrêter (dans les 10 à 15 secondes).

Les alertes par SMS peuvent permettre aux partenaires de soin de rester informés de vos niveaux de glycémie. Toutefois, les interruptions de votre connexion Internet ou du réseau mobile de votre partenaire de soin risquent d'empêcher la réception des alertes SMS. Il est important que vous et votre partenaire de soin ne comptiez pas uniquement sur ces alertes dans le cadre de votre plan de traitement du diabète.

Pour plus d'informations concernant l'onglet CareLink™ Connect et les modalités de gestion des partenaires de soin, veuillez consulter le Guide de l'utilisateur de CareLink™ Connect disponible dans l'onglet CareLink™ Connect de CareLink™ Personal.

Les informations contenues dans les présentes ne sauraient se substituer au Guide de l'utilisateur. Veuillez consulter le Guide de l'utilisateur pour obtenir plus d'informations.



Herzlich willkommen bei Medtronic. Wir freuen uns sehr, dass Sie unser Kunde sind. In dieser Kurzanleitung sind die wichtigsten Schritte für den Start mit Ihrem Guardian™ Connect System aufgeführt. Bitte beachten Sie auch die mitgelieferte Bedienungsanleitung. Dort finden Sie vollständige Produktinformationen einschließlich wichtiger Warn- und Nutzungshinweise.

BEVOR SIE ANFANGEN

1 Besuchen Sie die Guardian™ Connect Website unter www.guardianconnect.medtronic-diabetes.com

Greifen Sie auf selbstgesteuerte Schulungen zu, prüfen Sie kompatible mobile Geräte und Betriebssysteme und finden Sie weitere hilfreiche Ressourcen, bevor Sie loslegen.



2 Laden Sie Ihren Guardian™ Connect Transmitter auf – dies kann bis zu 2 Stunden dauern.

Schließen Sie den Transmitter an das Ladegerät an. Die grüne Kontrollleuchte des Ladegerätes beginnt zu blinken. Sobald die grüne Leuchte erlischt, ist der Transmitter vollständig geladen.



3 Laden Sie die Guardian™ Connect App aus dem App-Store Ihres mobilen lokalen Geräts herunter.

Das Deaktivieren der automatischen Updates auf Ihrem mobilen Gerät kann Ihnen helfen, ein unbeabsichtigtes Update auf ein Betriebssystem zu vermeiden, das nicht als kompatibel mit der Guardian™ Connect App bestätigt ist.



ERSTE SCHRITTE

Wir empfehlen Ihnen, mit der Einrichtung Ihres Guardian™ Connect Systems am Morgen zu beginnen.

1 Legen Sie alle Materialien bereit, die Sie benötigen. Stellen Sie auf Ihrem mobilen Gerät eine Internetverbindung her und aktivieren Sie Bluetooth.

Legen Sie folgende Materialien bereit, bevor Sie die Guardian™ Connect App starten: den Sensor, die Einführhilfe für Sensoren (One-Press Serter), den voll aufgeladenen Transmitter und das Folienpflaster. Auf Ihrem mobilen Gerät sollte eine drahtlose oder mobile Internetverbindung bestehen und Bluetooth aktiviert sein. Vergewissern Sie sich bei Verwendung Ihres Guardian™ Connect Systems stets, dass Bluetooth aktiviert ist.



2 Öffnen Sie die App und befolgen Sie einfach die Anweisungen des Einrichtungsassistenten, der Sie durch die weiteren Schritte führt.



a. Erstellen Sie Ihr CareLink™ Personal Konto unter <https://carelink.minimed.eu>

WEITERE INFORMATIONEN

Dieser Schritt ist im Rahmen des Einrichtungsassistenten direkt über Ihr mobiles Gerät möglich. Nachdem Sie das Kontrollkästchen „Ich bin kein Roboter“ angeklickt haben, vergessen Sie nicht, auf der Seite ganz nach oben zu scrollen, um die Abfrage „ich bin kein Roboter“ abzuschließen (Sie müssen dort noch einige Bilder antippen, bevor Ihre Registrierung abgeschlossen werden kann).



b. Verbinden Sie Ihren Transmitter. Befolgen Sie dazu die Schritte auf dem Bildschirm.


c. Legen Sie Ihren Sensor an und starten Sie ihn. Eine Anleitung zum Anlegen des Sensors finden Sie in der Bedienungsanleitung für Ihre Einführhilfe (One-Press Serter). Sobald Sie den Sensor angelegt und mit dem Pflaster fixiert haben, verbinden Sie den Transmitter mit dem Sensor und tippen Sie auf „Neuen Sensor starten“ im Assistenten der Guardian™ Connect App, um den Startvorgang des Sensors abzuschließen.

d. Stellen Sie Ihre Warnmeldungen ein. Sie werden dazu aufgefordert, die Einstellungen für Ihre Warnmeldungen und Grenzwerte vorzunehmen. Diese können Sie später in der App nach Absprache mit Ihrem Arzt ändern.



3 Kalibrieren Sie Ihr System, wenn die Warnmeldung „Jetzt kalibrieren“ erscheint.



Kalibrierungen sind notwendig, damit die Sensorglukosewerte kontinuierlich angezeigt werden können und eine optimale Sensorgenauigkeit gewährleistet ist. Für eine Kalibrierung müssen Sie den Blutzuckerspiegel (im Blut aus der Fingerbeere) messen und den entsprechenden Wert direkt anschließend in die Guardian™ Connect App eingeben. Tippen Sie dazu auf das „Tropfen“-Symbol .

Der beste Zeitpunkt für eine Kalibrierung ist bei stabilem Stoffwechsel (möglichst keine Änderungsratenpfeile), z. B. vor einer Mahlzeit oder vor dem Schlafengehen. Kalibrierungen sind für die Systemgenauigkeit von entscheidender Bedeutung. Sie werden automatisch von der App dazu aufgefordert, können jedoch auch jederzeit bei passenden Werten eine Kalibrierung durchführen.

An Tag 1 direkt nach dem Anlegen eines neuen Sensors:

- **Innerhalb von 2 Stunden** nach der Verbindung von Transmitter und Sensor und Beginn der Aufwärmphase (Initialisierung) erscheint die Warnmeldung „Jetzt kalibrieren“. Im Anschluss an diese erste Kalibrierung werden die Sensorglukosewerte innerhalb von 5 Minuten angezeigt.
- Die zweite Kalibrierung ist **3 bis 6 Stunden** nach der ersten Kalibrierung fällig. Tippen Sie zum Abrufen der Fälligkeit dieser zweiten Kalibrierung auf das „Tropfen“-Symbol.

Nach den ersten beiden Kalibrierungen nach dem Starten eines Sensors muss das System mindestens **alle 12 Stunden** kalibriert werden.

WEITERE INFORMATIONEN

Das Guardian™ Connect System überwacht die Sensor-Messwerte im Tagesverlauf, um die anhaltende Genauigkeit Ihrer Sensorglukosemessungen sicherzustellen. Sollte das System erkennen, dass die Genauigkeit weiter verbessert werden könnte, werden Sie unter Umständen dazu aufgefordert, den Sensor häufiger zu kalibrieren. Diese Art Warnmeldung kann auch in kürzeren Abständen als alle 12 Stunden auftreten, um die Genauigkeit Ihres Sensors aufrechtzuerhalten. Die Zeitanzeige des „Tropfen“-Symbols wird automatisch aktualisiert.



4 (Optional) Das Guardian™ Connect System erlaubt die Zuweisung von bis zu 5 Pflegepersonen



Die Pflegeperson erstellt in CareLink™ Personal ein neues Konto einschließlich Benutzernamen und Passwort.

- Die Pflegeperson gibt den Patienten-Benutzernamen der Person ein, der sie folgen möchte, und sendet eine entsprechende Anfrage.
- Der Guardian™ Connect Benutzer gewährt der Pflegeperson Zugang in seinem eigenen CareLink™ Personal Konto (dieser Schritt muss für jede neue Pflegeperson durchgeführt werden).

Erst nachdem Sie diese Schritte abgeschlossen haben, werden Sie verbunden und können die Informationen zu Ihren Glukosewerten mit der Pflegeperson teilen.

Erst nachdem diese Schritte erfolgt sind, wird die Verbindung zu Ihrer Vertrauensperson hergestellt und Sie können Ihre Glukosedaten mit ihr teilen.

WEITERE INFORMATIONEN

Voraussetzungen für das Übermitteln von Warnmeldungen an die Pflegeperson:



- Ihr Smartphone muss mit WLAN oder einem mobilen Datennetz (z. B. einem 3G-, 4G- oder 5G-Netz) verbunden sein und die Guardian™ Connect App ausführen.
- Die Pflegeperson muss über ein aktives CareLink™ Konto für Pflegepersonen verfügen, wobei die gewünschten Warnmeldungen auf dem Einstellungsbildschirm von CareLink™ Connect aktiviert sein müssen.
- Die Pflegeperson stellt die Warnmeldungsverzögerung nach Bedarf ein. Ohne eingestellte Verzögerung werden Warnmeldungen an die Pflegeperson weitergeleitet, sofern Sie nicht sofort (innerhalb von etwa 10–15 Sekunden) die Schlummerfunktion verwenden oder sie löschen.

Mit SMS-Warnmeldungen können Pflegepersonen über Ihren Glukosewert auf dem Laufenden gehalten werden. Unterbrechungen Ihrer Internetverbindung oder des Mobilfunknetzes Ihrer Pflegeperson können jedoch dazu führen, dass SMS-Warnmeldungen nicht empfangen werden. Es ist wichtig, dass Sie und Ihre Pflegeperson sich im Rahmen Ihres Diabetes-Behandlungsplans nicht ausschließlich auf diese Warnmeldungen verlassen.

Weitere Informationen zum CareLink™ Connect-Register und zur Verwaltung von Pflegepersonen finden Sie im CareLink™ Connect-Benutzerhandbuch, das im CareLink™ Connect-Register in CareLink™ Personal vorhanden ist.

Die hierin enthaltenen Informationen ersetzen nicht das Benutzerhandbuch. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

Enhorabuena por dar un paso más en el tratamiento de tu diabetes. Esta Guía de inicio rápido resume los pasos clave para empezar a usar el sistema Guardian™ Connect.

Consulta las guías de usuario de tu Kit de inicio para ver la información completa sobre el producto, incluidas las advertencias y las limitaciones de uso importantes.

ANTES DE EMPEZAR

- 1** **Visita el Guardian™ Connect sitio web en www.guardianconnect.medtronic-diabetes.com**



Así podrás acceder a un curso en línea autoguiado, comprobar el dispositivo móvil y el sistema operativo compatibles, y encontrar otros recursos útiles antes de empezar.

- 2** **Carga el transmisor de tu Guardian™ Connect (este proceso puede durar hasta 2 horas)**



Coloca el transmisor en el cargador. La luz verde del cargador parpadeará. Cuando se apague, significará que el transmisor está completamente cargado.

- 3** **Descarga la Guardian™ Connect aplicación de la tienda local de aplicaciones para dispositivos móviles**



Si desactivas las actualizaciones automáticas en tu dispositivo móvil, puedes evitar la actualización involuntaria a un sistema operativo que no esté confirmado como compatible con la Guardian™ Connect aplicación.

EMPEZAR A USAR EL SISTEMA

Te aconsejamos que empieces a configurar tu sistema Guardian™ Connect por la mañana.

- 1** **Reúne el material necesario para el cuidado de tu diabetes y activa la conexión a Internet y el Bluetooth de tu móvil**



Abre la aplicación Guardian™ Connect y sigue los pasos del Asistente de configuración con tu sensor, dispositivo de inserción, transmisor completamente cargado, apósito, conexión inalámbrica o móvil y Bluetooth conectados.

Asegúrate siempre de que el Bluetooth está activado mientras utilices el sistema Guardian™ Connect.

- 2** **Abre la aplicación y sigue las instrucciones del Asistente de configuración, que te guiará a través de los siguientes pasos**



a. **Crea tu cuenta de CareLink™ Personal en <https://carelink.minimed.eu>**

ES INTERESANTE SABER

Puedes hacerlo directamente desde tu dispositivo móvil siguiendo los pasos indicados por el Asistente. No te olvides de desplazarte a la parte superior de la página para completar la verificación. Después de hacer clic en la casilla "No soy un robot", te pedirá que marques algunas imágenes antes de completar el registro.



b. **Conecta tu transmisor** siguiendo los pasos que aparecen en la pantalla.

c. **Introduce y pon en marcha el sensor.** Reúne todos los elementos necesarios, incluido el dispositivo de inserción, la cubierta del sensor y el transmisor. Consulta la guía del usuario del dispositivo de inserción para saber cómo insertar el sensor. Una vez que lo hayas introducido y cubierto, conecta el transmisor al sensor y pulsa "Iniciar nuevo sensor" en el Asistente de la aplicación de Guardian™ Connect para completar la configuración.

d. **Personaliza tus alertas.** Se te pedirá que configures las alertas y los umbrales. Podrás modificar dichos valores más tarde desde la aplicación.



- 3** **Calibra el sistema cuando aparezcan las alertas de "Calibrar ahora"**



Las calibraciones son necesarias para que el sensor siga mostrando las lecturas de glucosa y para garantizar una precisión óptima del sensor. Para llevar a cabo la calibración, se debe obtener una medición de la glucemia (punción capilar) e introducir inmediatamente ese valor en la aplicación Guardian™ Connect haciendo clic en el icono en forma de gota.

El mejor momento para la calibración suele ser justo antes de las comidas o antes de acostarse. Las calibraciones son imprescindibles para garantizar la precisión del sistema y las solicitará la aplicación.

Día 1, después de insertar un sensor nuevo:

- **En las 2 horas posteriores** a la conexión del transmisor con el sensor y el inicio del periodo de calentamiento, se producirá una alerta de "Calibrar ahora". Tras esta primera calibración, las lecturas del sensor empezarán a mostrarse en un plazo de 5 minutos.

- **3 o 6 horas** después de la primera calibración, llegará el momento de la segunda calibración. Para saber cuándo debe producirse esta segunda calibración, haz clic en el icono en forma de gota.

Después de realizar dos calibraciones iniciales, será necesario calibrar **cada 12 horas**.

ES INTERESANTE SABER

El sistema Guardian™ Connect controla las lecturas del sensor durante todo el día para garantizar que sigan siendo precisas. En algunos casos, el sistema puede pedirte que calibres el sensor con más frecuencia, si detecta que es posible mejorar la precisión. Las alertas de "Calibrar ahora" pueden producirse antes de 12 horas para mantener la precisión del sensor. La programación temporal del icono de "gota" se actualizará automáticamente.



4 (Opcional) El sistema Guardian™ Connect te permite asignar hasta 5 cuidadores



Care Partner crea una nueva cuenta en CareLink™ Personal, incluidos nombre de usuario y contraseña.

- Care Partner introduce el nombre de usuario de paciente de la persona a la que desean seguir y envía una solicitud de seguimiento.
- El usuario de Guardian™ Connect otorga acceso a Care Partner en su propia cuenta de CareLink™ Personal (este paso debe hacerse para cada nuevo cuidador).

Una vez hayas finalizado estos pasos, empezarás a estar conectado y a compartir la información sobre tus niveles de glucosa con tu cuidador.

ES INTERESANTE SABER

Cómo usar correctamente las alertas de cuidadores:



- Debes conectar tu smartphone a una red WiFi o a una red móvil (3G, 4G o 5G) y abrir la aplicación de Guardian™ Connect.
- Tu cuidador debe disponer de una cuenta de CareLink™ Connect activa y tener habilitadas las alertas deseadas en la pantalla de ajustes de CareLink™ Connect.
- Tu cuidador debe ajustar la configuración de retraso de la alerta del modo necesario. Si no se selecciona ningún retraso, las alertas se remitirán a tu cuidador si no tienes activada la función de repetición de la alerta o si no las borras inmediatamente (en un plazo de 10-15 segundos).

Las alertas por SMS pueden ayudar a los cuidadores a tener datos actualizados de los niveles de glucosa del paciente. Sin embargo, si se producen interrupciones en su conexión a Internet o en la red móvil de tu cuidador, pueden no recibirse las alertas por SMS. Tu cuidador y tú no debéis depender exclusivamente de estas alertas para llevar a cabo tu plan de tratamiento de la diabetes.

Si deseas más información sobre la pestaña de CareLink™ Connect y sobre cómo gestionar tus cuidadores, consulta la guía del usuario de CareLink™ Connect que aparece en la pestaña de CareLink™ Connect de CareLink™ Personal.

La información incluida en el presente documento no sustituye a la Guía del usuario. Si deseas información adicional, consulta la Guía de usuario



Gefeliciteerd met deze nieuwe stap voor de ondersteuning uw glucoseregulatie te verbeteren! In deze beknopte handleiding worden de belangrijkste stappen omschreven om te starten met het gebruik van uw Guardian™ Connect-systeem.

Raadpleeg de gebruikershandleidingen in uw startpakket voor volledige productinformatie, inclusief belangrijke waarschuwingen en gebruiksbeperkingen.

VOORDAT U BEGINT

1 Bezoek de Guardian™ Connect website

www.guardianconnect.medtronic-diabetes.com

Bekijk de educatiemodules, controleer of uw mobiele apparaat en besturingssysteem compatibel zijn en raadpleeg andere nuttige bronnen voordat u begint.



2 Laad de Guardian™ Connect-zender op - dit kan maximaal 2 uur duren

Plaats de zender op de oplader. Het groene lampje op de lader gaat knipperen. De zender is volledig opgeladen wanneer het groene lampje uit is.



3 Download de Guardian™ Connect-app vanuit de App Store op uw mobiele apparaat

Het uitschakelen van automatische updates op uw mobiele apparaat kan u helpen om een onbedoelde update te vermijden voor een besturingssysteem waarvan u niet weet of deze compatibel is met de Guardian™ Connect app.



AAN DE SLAG

Wij raden aan het Guardian™ Connect-systeem 's ochtends in te stellen.

1 Verzamel de onderdelen en schakel de internet- en Bluetoothverbinding in op uw mobiele apparaat

Open de Guardian™ Connect-app en volg de opstartwizard terwijl uw sensor, inbrengapparaat, volledig opgeladen zender, overtape, draadloze of mobiele verbinding en Bluetooth zijn ingeschakeld. Zorg ervoor dat Bluetooth altijd is ingeschakeld als u uw Guardian™ Connect-systeem gebruikt.



2 Open de app en volg de stappen in de opstartwizard



a. **Maak uw CareLink™ Personal-account** aan op <https://carelink.minimed.eu>

GOED OM TE WETEN

Dit kan rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat met de wizard. Vergeet niet naar de bovenkant van de pagina te gaan om de verificatie te voltooien. Nadat u het vakje "Ik ben geen robot" hebt aangevinkt, moet u op een paar afbeeldingen tikken voordat uw registratie is voltooid.



b. **Koppel uw zender** door de stappen op het scherm te volgen.


c. **De sensor inbrengen en starten.** Verzamel alle onderdelen, waaronder het inbrengapparaat, de sensor, sensorovertape en de zender. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij het inbrengapparaat voor instructies voor het inbrengen van de sensor. Bekijk ook educatiemodule 3 op www.guardianconnect.medtronic-diabetes.nl. Nadat u de sensor hebt ingebracht en vastgezet, kunt u de zender op de sensor aansluiten en op "Nieuwe sensor starten" drukken in de wizard van uw Guardian™ Connect-app om het opstarten van de sensor te voltooien.

d. **Uw meldingen personaliseren.** Vervolgens wordt u gevraagd om uw meldingen en grenswaarden in te stellen. Dit kunt u voor nu overslaan en op een later moment instellen.



3 Kalibreer uw systeem wanneer "Nu kalibreren" verschijnt



Kalibraties zijn vereist voor weergave van de sensorglucosemetingen en om de optimale nauwkeurigheid van de sensor te waarborgen. Om te kalibreren moet u uw BG meten (vingerprik) en deze waarde **direct** in de Guardian™ Connect-app invoeren door op het druppelpictogram rechtsboven in het beginscherm te drukken .

Het beste tijdstip om te kalibreren is meestal vlak voor de maaltijd of vlak voordat u naar bed gaat. Kalibraties zijn belangrijk voor de nauwkeurigheid van het systeem en worden door de app gevraagd.



Nadat u een nieuwe sensor hebt geplaatst, gebeurt op dag 1 het volgende:

- **Binnen 2 uur** nadat u de zender op de sensor hebt aangesloten en de opwarmperiode is gestart, verschijnt de melding "Nu kalibreren". Na deze eerste kalibratie worden de metingen van uw sensor binnen 5 minuten weergegeven.
- **3 of 6 uur** na de eerste kalibratie is het tijd voor de tweede. Tik op het druppelpictogram om te zien wanneer het tijd is voor de tweede kalibratie.

Na de eerste twee opstartkalibraties, moet er **elke 12 uur** worden gekalibreerd.

GOED OM TE WETEN

Het Guardian™ Connect-systeem houdt de metingen van uw sensor gedurende de dag bij om er zeker van te zijn dat uw glucosemetingen nauwkeurig zijn. In sommige gevallen kan het nodig zijn dat u uw sensor vaker moet kalibreren voor een betere nauwkeurigheid. Om de nauwkeurigheid van uw sensor in stand te houden, kan het zijn dat de melding "Nu kalibreren" vaker verschijnt dan elke 12 uur. De timing van het druppelpictogram wordt automatisch bijgewerkt.



4

(Optioneel) Met het Guardian™ Connect-systeem kunt u tot 5 zorgpartners (in de app benoemd als 'zorgverlener') toewijzen



De zorgpartner maakt een nieuw account aan op CareLink™ Personal inclusief gebruikersnaam en wachtwoord.

- De zorgpartner vult de gebruikersnaam van de patiënt in van de persoon die hij wil volgen en stuurt een verzoek om te volgen.
- De Guardian™ Connect-gebruiker verleent de zorgpartner toegang tot zijn/haar eigen CareLink™ Personal-account (deze stap moet voor elke nieuwe zorgpartner worden uitgevoerd).

Pas nadat u deze stappen heeft voltooid, wordt u verbonden en deelt u uw glucose-informatie met uw zorgpartner.

GOED OM TE WETEN

To use care partner alerts successfully:



- moet uw smartphone verbonden zijn met wifi of een mobiel datanetwerk (bijv. een 3G-, 4G- of 5G-netwerk) en moet u de Guardian™ Connect-app gebruiken;
- moet uw zorgpartner een actief CareLink™-zorgpartneraccount hebben, met de gewenste waarschuwingen ingeschakeld op het CareLink™ Connect-instellingscherm;
- moet uw zorgpartner de instellingen voor waarschuwingsvertraging aanpassen waar nodig. Als er geen vertraging is ingesteld, worden waarschuwingen doorgestuurd naar uw zorgpartner als u ze niet onmiddellijk op sluimerstand zet of wist (binnen ongeveer 10-15 seconden).

Sms-waarschuwingen kunnen zorgpartners helpen op de hoogte te blijven van uw glucosespiegels. Onderbrekingen in uw internetverbinding of het mobiele netwerk van uw zorgpartner kunnen er echter toe leiden dat sms-waarschuwingen niet worden ontvangen. Het is belangrijk dat u en uw zorgpartner niet uitsluitend vertrouwen op deze waarschuwingen als onderdeel van uw diabetesbehandelplan.

Voor meer informatie over het CareLink™ Connect-tabblad en het beheren van zorgpartners, verwijzen we u naar de CareLink™ Connect-gebruikershandleiding op het CareLink™ Connect-tabblad van CareLink™ Personal.

De informatie in dit document vervangt de gebruikershandleiding niet. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.



Benvenuto come nuovo utilizzatore del sistema Guardian™ Connect! La presente Guida di avvio rapido elenca i passaggi fondamentali per iniziare a utilizzare il sistema Guardian™ Connect.

Consulti le Guide all'uso nel suo Starter Kit per tutte le informazioni relative al prodotto, comprese avvertenze e limitazioni d'uso importanti.

PRIMA DI INIZIARE

1 Visita il sito web di Guardian™ Connect all'indirizzo

www.guardianconnect.medtronic-diabetes.com

Accedi alla formazione auto-guidata, controlla quali sono il dispositivo mobile e il sistema operativo compatibili e trova altre risorse utili prima di iniziare.

2 Ricarichi il suo trasmettitore Guardian™ Connect (possono occorrere fino a 2 ore)

Posizioni il trasmettitore sul caricatore. La spia verde sul caricatore lampeggerà. Il trasmettitore sarà completamente carico quando la spia verde si sarà spenta.

3 Scarica l'app Guardian™ Connect dall'app store del dispositivo mobile

La disattivazione degli aggiornamenti automatici nel dispositivo mobile può aiutarti ad evitare aggiornamenti non desiderati di un sistema operativo di cui non è confermata la compatibilità con l'app Guardian™ Connect.



INTRODUZIONE

Le consigliamo di iniziare l'applicazione del sistema Guardian™ Connect al mattino.

1 Recupero dei componenti necessari accensione della connessione Internet e Bluetooth del dispositivo mobile

Apra l'applicazione di Guardian™ Connect e segua la Procedura guidata di avvio avendo a portata di mano il sensore, l'insertore, il trasmettitore completamente carico, il cerotto di protezione, e con connessione wireless o cellulare e Bluetooth accessi.

Si assicuri che il Bluetooth sia sempre acceso quando utilizza il sistema Guardian™ Connect.



2 Apertura dell'applicazione e percorso attraverso la Procedura di avvio guidata con i passaggi seguenti:



a. Crei il suo account CareLink™ Personal su <https://carelink.minimed.eu>

DA SAPERE

È possibile creare l'account direttamente dal proprio dispositivo mobile attenendosi alla procedura guidata. Dopo aver fatto clic sulla casella "Non sono un robot", verrà richiesto di selezionare alcune immagini prima di completare la registrazione. Scorrere verso l'alto della pagina per completare la verifica.



b. Associ il suo trasmettitore, seguendo le istruzioni visualizzate sulle schermate della applicazione.


c. Inserisca e avvii il sensore. Recuperi tutti i componenti, includendo l'insertore, il sensore, i cerotti di protezione e il trasmettitore. Consulti la guida all'uso dell'insertore per le istruzioni sulla modalità di posizionamento del sensore. Una volta inserito il sensore e fissato alla pelle con il cerotto adesivo, colleghi il trasmettitore al sensore e prema "Avvia nuovo sensore" nella procedura guidata dell'applicazione Guardian™ Connect per completare l'avvio del sensore.

d. Personalizzi gli avvisi. Le verrà chiesto di configurare avvisi e soglie. Sarà possibile anche modificarli dall'applicazione più tardi.



3 Calibrazione del sistema quando vengono notificati gli avvisi "Calibra adesso"



È necessario eseguire le calibrazioni al fine di visualizzare le letture del glucosio del sensore e garantire una precisione ottimale dello stesso. Per calibrare il sensore, deve utilizzare un glucometro ed inserire **immediatamente** il valore di glicemia capillare ottenuto nell'applicazione di Guardian™ Connect toccando l'icona "Goccia di sangue" .

Il momento migliore per eseguire la calibrazione di solito è prima dei pasti o prima di andare a letto. Le calibrazioni sono fondamentali ai fini della precisione del sistema e verranno richieste dall'applicazione.

Subito dopo aver inserito un nuovo sensore, il giorno 1:

- **2 ore** dopo aver collegato il trasmettitore al sensore e avviato il periodo di inizializzazione, verrà generato l'avviso "Calibra adesso". In seguito a questa prima calibrazione, il sensore inizierà a visualizzare le misurazioni entro 5 minuti.



- **3 o 6** ore dopo la prima calibrazione, dovrà essere eseguita la seconda calibrazione. Per sapere quando è prevista questa seconda calibrazione, toccare l'icona "Goccia di sangue" nella schermata Home della applicazione.

In seguito alle prime due calibrazioni all'avvio, è necessario eseguire una calibrazione **ogni 12 ore**.

DA SAPERE

Il sistema Guardian™ Connect è in grado di monitorare le misurazioni del sensore pur tutto il giorno, affinché le misurazioni del glucosio del sensore siano accurate. In alcuni casi, è possibile che il sistema richieda di eseguire le calibrazioni del sensore con maggiore frequenza qualora rilevi la possibilità di miglioramenti della precisione delle letture del glucosio.

È possibile che gli avvisi "Calibra adesso" vengano generati con maggiore frequenza e non solo ogni 12 ore, al fine di mantenere massima la precisione del sensore. Il tempo prima della prossima calibrazione visibile toccando l'icona "Goccia di sangue" verrà aggiornato automaticamente.



4 (Opzionale) Il sistema Guardian™ Connect ti consente di assegnare fino a 5 persone di supporto



La persona di supporto crea un nuovo account su CareLink™ Personal, compresi nome utente password.

- La persona di supporto inserisce il nome utente paziente della persona che desidera seguire e invia una richiesta a tal fine.
- L'utente Guardian™ Connect consente l'accesso alla persona di supporto nel suo account CareLink™ Personal (questa fase deve essere eseguita per ogni nuova persona di supporto).

Solo dopo aver completato questa procedura, si sarà collegati e si potrà condividere le informazioni sul glucosio con la persona di supporto.

DA SAPERE

Per usare correttamente gli avvisi per la persona di supporto:



- Lo smartphone deve essere collegato al WiFi o a una rete di dati mobile (ad es. una rete 3G, 4G o 5G) e deve essere installata e funzionante l'app Guardian™ Connect.
- La persona di supporto deve avere un account Persona di supporto CareLink™ attivo, con gli avvisi desiderati abilitati nella schermata delle impostazioni CareLink™ Connect.
- La persona di supporto deve impostare il ritardo di avviso come opportuno. Senza ritardi impostati, gli avvisi saranno inoltrati alla persona di supporto se non vengono disattivati o cancellati immediatamente (entro circa 10-15 secondi).

Gli avvisi SMS possono aiutare le persone di supporto a rimanere aggiornati sui livelli glicemici. Tuttavia, le interruzioni alla connessione Internet o alla rete mobile della persona di supporto potrebbero causare la mancata ricezione degli avvisi SMS. È importante che l'utente e la persona di supporto non si affidino esclusivamente a tali avvisi come parte del piano terapeutico del diabete.

Per ulteriori informazioni sulla scheda CareLink™ Connect e su come gestire le persone di supporto, fare riferimento alla Guida per l'utente di CareLink™ Connect disponibile nella scheda CareLink™ Connect di CareLink™ Personal.

Le informazioni ivi contenute non sostituiscono la Guida per l'utente. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla Guida per l'utente.



- EN** ©2020 Medtronic MiniMed, Inc. All rights reserved.
CareLink™ and MiniMed® are registered trademarks of Medtronic MiniMed, Inc.
Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.
- FR** ©2020 Medtronic MiniMed, Inc. Tous droits réservés.
CareLink™ et MiniMed® sont des marques déposées de Medtronic MiniMed, Inc.
Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- DE** © 2020 Medtronic MiniMed, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
CareLink™ und MiniMed® sind eingetragene Marken von Medtronic MiniMed, Inc.
Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- ES** ©2020 Medtronic MiniMed, Inc. Todos los derechos reservados.
CareLink™ y MiniMed® son marcas comerciales registradas de Medtronic MiniMed, Inc.
Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc.
- NL** ©2020 Medtronic MiniMed, Inc. Alle rechten voorbehouden.
CareLink™ en MiniMed® zijn geregistreerde handelsmerken van Medtronic MiniMed, Inc.
Bluetooth® is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
- IT** ©2020 Medtronic MiniMed, Inc. Tutti i diritti riservati.
CareLink™ e MiniMed® sono marchi registrati di Medtronic MiniMed, Inc.
Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc.

Medtronic

Europe

Medtronic International Trading Sàrl.

Route du Molliau 31

Case postale

CH-1131 Tolochenaz

www.medtronic.eu

Tel: +41 (0)21 802 70 00

Fax: +41 (0)21 802 79 00

UC201708355EE ©2020 Medtronic.

All rights reserved.

Medtronic and the Medtronic logo are trademarks of Medtronic.

™* Third party brands are trademarks of their respective owners.

All other brands are trademarks of a Medtronic company.